

Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière Québec	Biologie médicale	
	Secteur d'activité : Laboratoire EBMD	
Registre d'inspection trimestrielle du glucomètre et ses fournitures		
N° document : ADBD-REG-056	Version : 005	Statut : ACTIF

Service _____ Date de l'inspection _____

Fait par _____ Septembre Décembre Mars Juin année _____

**COMPLÉTER LE REGISTRE ET L'ACHEMINER PAR COURRIER INTERNE OU FAX 450-759-3075
A L'ATTENTION DU COORDONNATEUR EBMD AU LABORATOIRE DE BIOCHIMIE**




Bandelettes Accu-Chek Inform II

	OUI	NON
<ul style="list-style-type: none"> Les contenants de bandelettes sont bien fermés ? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> Les contenants sont entreposés entre 10 et 30 °C et loin d'une source potentielle de chaleur ou de froid (fenêtre, calorifère, auto) ? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> La date de péremption sur l'emballage n'est pas dépassée ? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> Aucune bandelette n'est retrouvée à l'extérieur de son contenant ? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Solutions de contrôle Accu-Chek Inform II

	OUI	NON
<ul style="list-style-type: none"> Chacune des bouteilles de contrôle sont identifiées avec la date à laquelle elles doivent être JETÉES, soit 90 jours après l'ouverture ? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> Les solutions ne sont pas expirées (ouvert depuis plus de 90 jours ou date d'expiration du fabricant dépassée) ? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> Les contenants sont entreposés entre 4 et 30 °C ? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Biologie médicale	
	Secteur d'activité : Laboratoire EBMD	
Registre d'inspection trimestrielle du glucomètre et ses fournitures		
N° document : ADBD-REG-056	Version : 005	Statut : ACTIF

Réservé au laboratoire :

Inspection conforme : **OUI** **NON**

Documenter la non-conformité :

Action corrective :

Suivi à faire N-C fermée

Registre vérifié par : _____ (Initiales) Date : _____

1.0 Tableau de l'historique des versions et modifications commentaires			
Version	Date en vigueur	Date de la dernière version	Modifications et commentaires
001	2018-08-02		Rédaction initiale
002	2018-09-28	2018-08-02	Modifications suite au projet pilote. Simplification de l'interprétation.
003	2019-02-14	2018-09-28	Modification simplification gestion audit
004	2020-01-28	2019-02-14	Modification du numéro du registre (anciennement ADBD-REG-075) ; Changement dans la formulation de certaines questions.
005	2020-12-01	2020-01-28	Modification du format ; sections sur le glucomètre retirées

2.0 Tableau de l'historique d'élaboration, révision, approbation			
	Directions, Comités, Intervenants ayant contribué		
	Nom ou acronyme	Fonctions ou description	Dates
Élaboré/rédigé par	• Marie-France Deschamps	Coordonnatrice technique ADBD	2018-08-02
Révisé par	• Frédéric Proulx	Technologiste laboratoire médical	2018-08-02
Approuvé par	• Soumaya Zenagui	Médecin biochimiste	2019-01-23
Révisé par	• Frédéric Proulx	Coordonnateur technique ADBD par intérim	2019-02-06
Approuvé par (si modifié)	• Soumaya Zenagui	Médecin biochimiste	2019-02-14
Révisé par	• Julie Charette	Coordonnateur technique EBMD	2020-01-28
Approuvé par (si modifié)	• Soumaya Zenagui	Médecin biochimiste	2020-02-03
Révisé par	• Julie Charette	Coordonnateur technique EBMD	2020-11-18
Approuvé par (si modifié)	• Malika Boumati	Médecin biochimiste	2020-12-28