

ANNEXE D (v5)

Cyclosporine , Néoral , Prograft , Sirolimus , Tacrolimus Rapamune

Code : CYCLB PROGR SIROL TACRO SIROL

Ces envois se font selon le mode « réfrigéré » Voir le protocole.

Selon le patient, il y a 6 5 différentes destinations pour l'envoi de dosage de médicaments anti-rejet. À la saisie de requête, le préleveur a été invité à inscrire où le patient a été greffé. Inscrire sur le carton destiné à la secrétaire le lieu de l'envoi.

- ◆ Hôpital Ste-Justine
- ◆ CHUM ~~Pavillon St-Luc~~
- ◆ CHUM ~~Pavillon Notre-Dame~~
- ◆ Hôtel-Dieu de Québec
- ◆ CH Maisonneuve Rosemont
- ◆ CUSM
- ◆ CHUM

CELLCEPT

Code: CELLC = acide mycophénolique

- ◆ CHUM (héparine de lithium) : Centrifuger et décanter. Envoyer plasma congelé (mentionner en commentaire test la nature du spécimen)
- ◆ Hôtel-Dieu de Québec (1 tube lavande) : Centrifuger et décanter. Envoyer le plasma congelé
- ◆ Institut de cardiologie : (1 tube lavande) : Centrifuger et décanter. Envoyer le plasma congelé